




Mobile
SCANMED
Systems

MobiLab

Standard Sexual Health
Self Urine Test

Test antygenowy STI 6w1





Test antygenowy wykrywający zakażenia przekazywane drogą płciową (STI - sexually transmitted infection) – 6 w 1

Test MobiLab Standard Sexual Health Self Rapid Urine to prosty, immunochromatograficzny test kasetowy do szybkiego, jakościowego wykrycia antygenów infekcji przenoszonych drogą płciową (STI - sexually transmitted infection) w badanej próbce moczu.

Infekcje przenoszone drogą płciową mogą rozwinąć się w chorobę przenoszoną drogą płciową (STD - sexually transmitted disease).

Antygenowy test MobiLab STI 6 w 1 jest przeznaczony do szybkiego, jakościowego wykrycia sześciu patogenów:



1. TRICHOMONAS VAGINALIS (TV)
2. CANDIDA ALBICANS (CA)
3. GARDNERELLA VAGINALIS (GV)
4. MYCOPLASMA GENITALIUM (MG)
5. CHLAMYDIA TRACHOMATIS (CHT)
6. NEISSERIA GONORRHOEAE (NGH)

Ocena działania	Trichomonas vaginalis (TV)	Candida albicans (yeast)(CA)	Gardnerella vaginalis (GV)	Mycoplasma genitalium (MG)	Chlamydia trachomatis (CHT)	Neisseria gonorrhoeae (NGH)
Czułość	100%	98.4%	98.46%	90%	87%	93%
Swoistość	99%	95.1%	98.63%	88%	88%	90%

Test jest przeznaczony zarówno do gabinetowego badania przesiewowego przeprowadzonego przez lekarza, położną lub pielęgniarkę, jak również do wykonania samodzielnie przez pacjentki w domu

Elementy znajdujące się w zestawie:



1 test zawierający kasetę testową combo 6 w 1



1 wkraplacz



1 probówka ekstrakcyjna zawierająca 0,5 ml roztworu buforowego



1 pojemnik na próbkę moczu



1 ulotka w języku polskim



Schemat referencyjny (porównawczy) skali barw reakcji liniowej T

Jak działa test?

Zasada działania testu polega na jakościowym wykryciu antygenu w próbce moczu i jego wzrokowym odczycie na urządzeniu testującym – płytce testowej. Test MobiLab STI 6 w 1 należy do grupy testów szybkich. Wynik uzyskujemy w ciągu 15 minut.



łatwy w wykonaniu




wynik w ciągu 15 minut



nieinwazyjny i komfortowy dla pacjentki



poszerza pakiet usług wczesnej diagnostyki



niedroga i opłacalna procedura

Test MobiLab STI 6 w 1 (combo) to jakościowo i ekonomicznie uzasadniona procedura w codziennej praktyce ginekologicznej. Testy są zatwierdzone przez FDA, posiadają znak CE oraz zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych w Polsce.



🕒 Szybka diagnostyka jest warunkiem skutecznego leczenia. Test antygenowy firmy MobiLab daje możliwość rozpoznania i różnicowania sześciu patogenów w dowolnym momencie w czasie wizyty u ginekologa lub urologa, bez kosztownych i długotrwałych badań PCR (chlamydia trachomatis, mycoplasma) przy braku mikroskopu (candida, trichomonas vaginalis, pałeczek gardnella i dwoinek rzeźączki). To bardzo przydatny test w codziennej praktyce. 🗨️

Dr n. med. Grzegorz Głąb
ekspert kolposkopii

🕒 Wdrożenie testów przesiewowych MobiLab Standard Sexual Health Self Urine STI 6 w 1 do rutynowej diagnostyki pozwala na wykluczenie chorób, o których kobiety wolałyby nie myśleć, a tym bardziej nie pytać o nie lekarza.

Szybkość i sprawność wykonania tych testów znacznie poprawia ich komfort, zwłaszcza, że można je wykonać także w domu. Dla lekarzy testy te stanowią źródło informacji o stanie zdrowia swoich pacjentek. 🗨️

Lek. med. Jerzy Zygmunt
ekspert kolposkopii



**Mobile
SCANMED
Systems**

Mobile SCANMED Systems

📞 +48 789 300 522

e-mail: office@mobilescanmed.pl

mobilescanmed.pl